

FORMATION AU DEPISTAGE DU CANCER DU POUMON PAR SCANNER FAIBLE DOSE

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE RADIOLOGIE ET FORCOMED

20 25

NOUVEAU !



E-LEARNING ET ATELIERS PRATIQUES



FORCOMED

La Société Française de Radiologie et Forcomed s'associent pour proposer aux radiologues une formation commune au dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose.

L'objectif de cette formation est de permettre à chaque radiologue de réaliser et interpréter les scanners thoraciques de dépistage, avec les mêmes critères de qualité que ceux des études qui ont démontré son bénéfice (réduction de mortalité par cancer du poumon de 20 à 39%).

La formation comprend deux volets : théorique (e-learning) et pratique (ateliers présentiels).



DE LA THÉORIE

Un cycle de 7 enseignements à suivre en e-learning à votre rythme vous permettra d'acquérir les connaissances théoriques indispensables



CONCEPTEURS

- Pr Marie-Pierre REVEL, APHP, Société d'Imagerie Thoracique
- Pr Mathieu LEDERLIN, CHU Rennes, Société d'Imagerie Thoracique



A LA PRATIQUE

Des ateliers en présentiel d'une demi-journée, à Paris, au cours desquels vous serez confrontés à des cas cliniques et apprendrez à prendre en mains les logiciels de détection et de segmentation volumique des nodules.



PUBLIC CIBLE

Radiologues seniors hospitaliers et libéraux
Internes de radio
Dr Juniors inscrits aux mentions « Thorax » et/ou « Cœur » (gratuit)

Avec le soutien du :




Formation théorique en e-learning

OBJECTIFS :

Maîtriser les paramètres techniques d'acquisition d'un scanner thoracique en faible dose de façon à limiter l'irradiation tout en obtenant la qualité d'image requise.

- Savoir éviter les pièges d'interprétation en identifiant les faux nodules
- Savoir reconnaître les images typiquement bénignes
- Savoir identifier les nodules à forte présomption de malignité
- Savoir utiliser les outils de détection (CAD) et de volumétrie des nodules
- Connaître et mettre en œuvre les recommandations de prise en charge ou de suivi des nodules solides
- Connaître les spécificités des nodules non solides
- Limiter le surdiagnostic et les faux positifs
- Savoir quelles données ancillaires il est utile de rapporter dans le compte-rendu
- Connaître les recommandations proposées par la SIT
- Connaître les éléments du compte-rendu structuré



7 COURS THÉORIQUES en e-learning

1 Point sur les résultats acquis depuis 1999 et la première étude du groupe ELCAP, jusqu'aux résultats des études Européennes sur le dépistage, MILD, LUSI et NELSON. (Pr G FERRETTI)

2 Pré-requis techniques du dépistage : quels paramètres d'exposition choisir, quel niveau de dose viser, quelle épaisseur d'acquisition et de reconstruction sont requises, quelles modalités de lecture et quel rôle pour les logiciels de détection et caractérisation des nodules. (Dr S BOMMART)

3 Analyse morphologique des nodules solides, les critères de bénignité et de malignité, ainsi que les fausses images nodulaires. (Pr M LEDERLIN)

4 Comment mesurer les nodules solides, et identifier leur caractère évolutif lors du suivi. Les principes de l'analyse volumique et de calcul du temps de doublement volumique sont explicités ainsi que les critères de dépistage positif pour les nodules solides. (Pr MP REVEL)

5 Les nodules non solides, les éléments permettant de les classer en verre dépoli pur ou nodule mixte, leurs modalités de surveillance et de prise en charge, ainsi que les critères de dépistage positif devant un nodule non solide. Le concept de surdiagnostic est expliqué. (Pr MP REVEL)

6 Les données ancillaires à rapporter dans le compte rendu, notamment les signes de BPCO et de pneumopathie interstitielle, ainsi que la façon de réaliser un score calcique coronaire visuel sur un scanner thoracique faible dose. (Pr PY BRILLET)

7 Synthèse des connaissances, notamment des algorithmes décisionnels et des critères d'un dépistage négatif, positif ou indéterminé. (Dr C CARAMELLA)

Les ateliers pratiques en présentiel

- Discussion à partir de 40 cas cliniques avec leurs potentiels pièges et écueils. Cette série de 20 dossiers de nodules solides et 20 dossiers de nodules subsolides permet de couvrir la majorité des situations rencontrées dans le cadre du dépistage du cancer du poumon.
- Prise en main des logiciels : des examens en format DICOM anonymisés seront chargés sur console. Chaque participant disposera d'une console et pourra analyser l'examen comme il le ferait sur son PACS, repérer le ou les nodules, lancer la segmentation automatique et calculer le cas échéant un temps de doublement volumique.

PROGRAMME TYPE D'UN ATELIER

8H30- 9H

Accueil des participants

9h-9h50

Cas cliniques nodules solides

9h50-10h50

Cas sur console

10h50-11h10

Pause

11h10-12h

Cas cliniques nodules subsolides

12h-13h

Cas sur console

13h

Fin de l'atelier



Les ateliers pratiques en présentiel

A NOTER

- Les ateliers forment à la mise en pratique des connaissances théoriques.
- Chaque atelier se déroule sur une solution logicielle spécifique adaptée au dépistage du cancer du poumon - développée par un constructeur d'équipements TDM ou par des développeurs de logiciels indépendants.
- **Toutes les solutions logicielles proposées permettent de traiter des images multi-constructeurs.**
- Pour chaque atelier vous est indiqué le nom du formateur (ou de la formatrice) ainsi que celui de la solution logicielle qui sera utilisée pendant l'atelier.

